



## Restaurador de roscas hembra ( $\varnothing$ 22,0-32,0 mm)

**Artículo:** 244803

**EAN-13:** 4007140364883

**URL:** [at.com.es/p/1018898](http://at.com.es/p/1018898)

**Marca:** Ruko



4007140364883

- No es necesario calibrar.
- Paso y tamaño de ajuste automático.
- Utiliza las partes intactas de la rosca como guía y repara solo las áreas dañadas.
- Cuchillas templadas (HSS).
- Quita herrumbre y rebabas.
- Tapas protectoras de poliamida amarillas - Imprescindible en la reparación de roscas de metal dulce.

Introducir la cuchilla (B) completamente dentro a la carcasa (H) girando el botón moleteado (K). Luego introducir el restaurador de roscas hembra en el agujero roscado o perforación a reparar.

Girando el botón moleteado (K), bajar la cuchilla (B) en un surco de rosca del área sin daños y apretar firmemente a mano.

Luego, girar el restaurador de roscas hembra con el soporte en la dirección deseada, tal como se muestra en la figura.

## Restaurador de roscas hembra

## Características

Ø (mm)	22,0 - 32,0
Ø (in)	7/8" - 1 1/4"
L1 (mm)	136
B1 (mm)	27
H1 (mm)	64
ROD (mm)	161
Ør (mm)	27
ØR (mm)	54
L1 (in)	5 3/8"
B1 (in)	1 1/16"
H1 (in)	2 1/2"
ROD (in)	6 3/8"
Ør (in)	1 1/16"
ØR (in)	2 1/8"

## Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

## Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,45
Producto empaquetado: largo (cm)	17,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	5,00
Presentación	Caja plástico blister

## Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
Disponible en dropshipping	si